


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dlat Para Wb, Elisa - P10515

Número do item: CM0009870



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para DLAT (PDC-E2), o componente dihidrolipoamida acetiltransferase do complexo piruvato desidrogenase. Validado para WB e ELISA, apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em metabolismo mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DLAT mAb de Coelho
Observações/Alias	E2; PBC; DLTA; PDCE2; PDC-E2; DLAT
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1737
GeneID	1737
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 548-647 da DLAT humana (P10515)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10515
Peso Molecular da Proteína	69 kDa
Envio	Bolsa de gelo