

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dldh/Dld Para Wb, Ihc-P, Elisa - P09622

Número do item: CM0026331



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DLDH/DLD humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece a diidrolipoíl desidrogenase humana e de camundongo, um componente E3 mitocondrial. 54kDa. Ideal para pesquisa de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DLDH/DLD Rabbit pAb
Observações/Apelido	E3; LAD; DLDD; DLDH; GCSL; PHE3; OGDC-E3; DLDH/DLD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1738
GeneID	1738
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 36-300 do DLDH/DLDH/DLDH/DLD humano (NP_000099.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P09622
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco de gelo