

Anticorpo Policlonais Anti-Dlk1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P80370

Número do item: CM0026096



introdução

DLK1 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal produzido contra DLK1 humano recombinante (aa 24-303). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para pesquisa em neuroendocrinologia e desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DLK1 Rabbit pAb
Observações/Alias	DLK; FA1; ZOG; pG2; DLK-1; PREF1; Delta1; Pref-1; DLK1
Espécie	Humana
GeneID	8788
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-303 da DLK1 humana (P80370)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P80370
Peso Proteico	41kDa
Transporte	Bolsa de gelo