

Anti-DLL1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - 000548

Número do item: CM0017263



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a DLL1 humana, um ligante de Notch crucial para o desenvolvimento embrionário e manutenção de células-tronco. Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar sinalização Notch, diferenciação celular e padrão tecidual.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DLL1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DL1; Delta; DELTA1; NEDBAS; DLL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	28514
GeneID	28514
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 130-220 da DLL1 humana (NP_005609.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	000548
Peso da Proteína	78kDa
Envio	Saco com gelo