

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dlx2 Para Wb, Elisa - Q07687

Número do item: CM0025720

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-DLX2 validado para WB e ELISA. Reage com humano, rato, rato. DLX2 é um fator de transcrição homeobox envolvido na diferenciação neuronal e no desenvolvimento craniofacial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DLX2 pAb de Coelho
Observações/Alias	TES1; TES-1; DLX2
Espécie	Humano
ID do Gene	1746
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 do DLX2 humano (NP_004396.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato, Rato
SWISS	Q07687
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco de Gelo