

Anticorpo Policlonal Anti-Dmp1 Para Wb E Elisa - Q13316

Número do item: CM0021994

introdução

O anticorpo policlonal anti-DMP1 (Q13316) da CamelBio é projetado para aplicações em WB e ELISA, com alvo DMP1 de humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de diferenciação de osteoblastos e biomineralização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DMP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	ARHP; ARHR; DMP-1; DMP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1758
GeneID	1758
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência nos aminoácidos 1-100 do DMP1 humano (NP_004398.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13316
Peso Proteico	56kDa
Transporte	Bolsa de gelo