

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dnal1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q4Ldg9

Número do item: CM0024708

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-DNAL1 para WB, IF/ICC, ELISA - Q4LDG9

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à DNAL1 (cadeia leve 1 da dineína axonemal). Validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de função ciliar e PCD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNAL1 Rabbit pAb
Observações/Alias	LC1; CILD16; C14orf168; DNAL1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	83544
ID do Gene	83544
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 41-190 da DNAL1 humana (NP_113615.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q4LDG9
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo