

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dnlz Para Wb, If/Icc, Elisa - Q5Sxm8

Número do item: CM0020468

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DNLZ humano (HEP, ZIM17), um co-chaperona mitocondrial. Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com humano. Ideal para pesquisa em biologia mitocondrial e chaperonas. Peso da proteína: 19 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNLZ pAb de Coelho
Observações/Apelido	HEP; HEP1; ZIM17; TIMM15; C9orf151; bA413M3.2; DNLZ
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	728489
GeneID	728489
Imunógeno	Proteína recombinante de DNLZ humano.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q5SXM8
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Saco de gelo