


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dnttip2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q5Qje6

Número do item: CM0023694



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o DNTTIP2 humano (ERBP/TdIF2). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudos de regulação da transcrição e biogênese de ribossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNTTIP2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ERBP; FCF2; TdIF2; HSU15552; LPTS-RP2; DNTTIP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	30836
ID do Gene	30836
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do DNTTIP2 humano (NP_055412.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q5QJE6
Peso da Proteína	84kDa
Envio	Saco com gelo