


Anticorpo Policlonal Anti-Dock2 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q92608

Número do item: CM0027614



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-DOCK2 validado para aplicações de WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reconhece DOCK2 humano e de camundongo (Q92608), um fator de troca de nucleotídeos de guanina (GEF) que ativa RAC1/RAC2 e regula a migração de linfócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DOCK2 Coelho pAb
Observações/Apelido	IMD40; DOCK2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1794
ID do Gene	1794
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1551-1830 do DOCK2 humano (NP_004937.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q92608
Peso Proteico	212kDa
Envio	Saco de gelo