


Anticorpo Policlonal Anti-Dp1/Tfdp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14186

Número do item: CM0026491



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DP1/TFDP1 humano (Fator de transcrição Dp-1). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisa de ciclo celular e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DP1/TFDP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DP1; DILC; Dp-1; DRTF1; DP1/TFDP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7027
GeneID	7027
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-290 do DP1/TFDP1 humano (NP_009042.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q14186
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Saco com gelo