

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dpp3 Para Wb E Elisa - Q9Ny33

Número do item: CM0006030



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra DPP3 humano, validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta DPP3 em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisas sobre a degradação de peptídeos bioativos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DPP3 mAb de Coelho
Observações/Apelido	DPPIII; DPP3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10072
ID do Gene	10072
Imunógeno	Peptídeo Sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 638-737 da DPP3 humana (Q9NY33).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NY33
Peso da Proteína	83 kDa
Envio	Bolsa de gelo