

Anticorpo Policlonais Anti-Dppa2 Para Wb, Elisa - Q7Z7J5

Número do item: CM0015063

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DPPA2, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa em pluripotência e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DPPA2 Rabbit pAb
Observações/Alias	CT100; PESCRG1; ECAT15-2; DPPA2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	151871
GeneID	151871
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da DPPA2 humana (NP_620170.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q7Z7J5
Peso Molecular	34kDa
Envio	Bolsa de gelo