


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dut Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P33316

Número do item: CM0029200



introdução

Anticorpo policlonal de coelho DUT para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em humano, rato, camundongo. Detecta dUTPase mitocondrial para estudar o metabolismo de nucleotídeos e a fidelidade da replicação do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DUT Rabbit pAb
Observações/Apelido	BMFDMS; dUTPase; DUT
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1854
ID do Gene	1854
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 89-252 do DUT humano (NP_001020419.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P33316
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Saco com gelo