


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dynll1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P63167

Número do item: CM0012808



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra DYNLL1 humano (cadeia leve 1 da dineína, LC8/PIN), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre citoesqueleto, apoptose e danos ao DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-DYNLL1
Observações/Apelidos	LC8; PIN; DLC1; DLC8; LC8a; DNCL1; hdlc1; DNCLC1; DYNLL1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	8655
ID do gene	8655
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência localizada entre os aminoácidos 1-89 da DYNLL1 humana (P63167).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P63167
Peso da proteína	10 kDa
Envio	Embalagem de gelo