


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-E2F2 Para Wb E Elisa - Q14209

Número do item: CM0005707



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra o fator de transcrição E2F2, validado para Western blot e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisa do ciclo celular e câncer. Enviado em gelo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	E2F2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	E2F-2; E2F2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1870
GeneID	1870
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 303-395 do E2F2 humano (Q14209).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q14209
Peso Proteico	48kDa
Envio	Em saco de gelo