


Anticorpo Policlonais Anti-Eaf1 Para Wb, Elisa - Q96Jc9

Número do item: CM0022219



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao EAF1 humano (fator 1 associado a ELL), validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e rato. EAF1 é um transativador transcripcional das atividades de alongamento de ELL/ELL2, localizado em grânulos nucleares e corpos de Cajal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EAF1 pAb de coelho
Observações/Alias	EAF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	85403
GeneID	85403
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-120 do EAF1 humano (NP_149074.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q96JC9
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Bolsa de gelo