

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ears2 Para Wb, Elisa - Q5Jph6

Número do item: CM0018308

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao EARS2 humano (glutamil-tRNA sintetase mitocondrial). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada em camundongo. Adequado para pesquisa de tradução mitocondrial e aminoacil-tRNA sintetase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EARS2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MSE1; gluRS; COXPD12; mtGlnRS; EARS2
Espécie	Humano
ID do Gene	124454
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 42-220 do EARS2 humano (NP_001295140.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q5JPH6
Peso Proteico	59kDa
Envio	Saco de gelo