


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Eci2 Para Wb E Elisa - 075521

Número do item: CM0013443



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ECI2 humano (Enoil-CoA delta isomerase 2). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre metabolismo de ácidos graxos e distúrbios peroxissomais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ECI2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	DRS1; PECI; ACBD2; DRS-1; HCA88; dj1013A10.3; ECI2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10455
GeneID	10455
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-364 do ECI2 humano (NP_006108.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075521
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Bolsa de gelo