

Anticorpo Policlonal Anti-Ecm1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16610

Número do item: CM0022996

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ECM1 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e tem como alvo uma glicoproteína secretada de 61 kDa envolvida na formação óssea e na angiogênese, sendo adequado para pesquisas sobre matriz extracelular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ECM1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	URBWD; ECM1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1893
GeneID	1893
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 280-405 da ECM1 humana (NP_004416.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q16610
Peso da Proteína	61 kDa
Envio	Bolsa de gelo