

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Edc4 Para Wb, Elisa - Q6P2E9

Número do item: CM0018380

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra EDC4 humano (proteína 4 intensificadora da desadenilação do mRNA). Adequado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com humano e camundongo. Uma ferramenta essencial para pesquisas sobre a degradação do mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	EDC4 Rabbit pAb
Observações/Alíases	GE1; Ge-1; RCD8; HEDL5; HEDLS; RCD-8; EDC4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	23644
GeneID	23644
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 800-1100 de EDC4 humano (NP_055144.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q6P2E9
Peso da proteína	152 kDa
Transporte	Bolsa de gelo