


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Efna1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P20827

Número do item: CM0026014



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra EFNA1 (efrina-A1) humana. Validado para WB, IHC-P e ELISA; reage de forma cruzada com EFNA1 de rato. Adequado para estudos de angiogênese, biologia tumoral e sinalização do receptor Eph.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EFNA1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	B61; EFL1; GMAN; ECKLG; EPLG1; LERK1; LERK-1; TNFAIP4; EFNA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1942
GeneID	1942
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-182 da EFNA1 humana (NP_004419.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P20827
Peso Proteico	24kDa
Envio	Em saco de gelo