


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Efnb1 Para Wb, Elisa - P98172

Número do item: CM0014096



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado contra EFN1 humano (Efrina-B1), adequado para Western blot e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo. Ideal para investigar o desenvolvimento neuronal, vascular e epitelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	EFNB1 pAb de coelho
Observações/Apelidos	CFND; CFNS; EFB1; EFL3; EPLG2; Elk-L; LERK2; EFNB1
Espécie	Humano
ID do gene	1947
Imunógeno	Proteína recombinante/proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 259-346 de EFNB1 humano (NP_004420.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P98172
Peso da proteína	38 kDa
Envio	Bolsa de gelo