


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Egfr (Fosfo Y1068) Para Wb E Elisa - P00533

Número do item: CM0000563



introdução

O mAb de Coelho Fosfo-EGFR-Y1068 é um anticorpo monoclonal de coelho específico para EGFR fosforilado na tirosina 1068. Validado para WB e ELISA, ele apresenta reatividade cruzada com humano e camundongo, tornando-o ideal para pesquisa de sinalização EGFR e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Fosfo-EGFR-Y1068
Observações/Apelido	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Fosfo-EGFR-Y1068
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1956
ID do Gene	1956
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y1068 do EGFR humano (P00533).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P00533
Peso Proteico	134kDa
Envio	Em bolsa de gelo