


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Egfr (Phospho-Y1173) Para Wb, Elisa - P00533

Número do item: CM0001608



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico que reconhece o EGFR humano fosforilado na tirosina 1173. Validado para Western blot e ELISA. Ideal para o estudo de vias de sinalização do EGFR em pesquisa de oncologia e transdução de sinais.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Phospho-EGFR-Y1173 Rabbit mAb                                     |
| Observações/Apelido | ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1173  |
| Espécie             | Humano                                                            |
| GeneID (Humano)     | 1956                                                              |
| GeneID              | 1956                                                              |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético que abrange a Y1173 fosforilada do EGFR humano |
| Origem              | Coelho                                                            |
| Categoria           | Anticorpos Fosforilados                                           |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                         |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                            |
| SWISS               | P00533                                                            |
| Peso da Proteína    | 134kDa                                                            |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                     |