


Anticorpo Policlonal Anti-Eif1Ax Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P47813

Número do item: CM0027169



introdução

Anticorpo policlonal de coelho EIF1AX (P47813) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta eIF1AX humano, de rato e camundongo, um componente do complexo de pré-iniciação 43S essencial para a iniciação da tradução. Ideal para estudos mecanísticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	EIF1AX pAb de Coelho
Observações/Apelido	EIF1A, EIF4C, eIF-1A, eIF-4C, EIF1AP1, EIF1AX
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1964
GeneID	1964
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 10-144 do EIF1AX humano (NP_001403.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P47813
Peso Molecular da Proteína	16kDa
Envio	Saco de Gelo