


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Eif2A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9By44

Número do item: CM0010606



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra o fator de iniciação de tradução eucariótica 2A (eIF2A), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisa de tradução. PM 65 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	eIF2A Rabbit mAb
Observações/Apelido	CDA02; EIF-2A; MST089; MSTP004; MSTP089; eIF2A
Espécie	Humano
GeneID	83939
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 450-550 do eIF2A humano (Q9BY44)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BY44
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Saco com gelo