

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Eif4A3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P38919

Número do item: CM0005751



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-eIF4A3 validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece a proteína eIF4A3 humana, de camundongo e de rato (P38919). Ideal para o estudo de splicing e dinâmica do EJC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	eIF4A3 Coelho mAb
Observações/Apelidos	Fa11; RCPS; DDX48; MUK34; NUK34; NMP265; eIF4AIII; eIF4A-III; eIF-4A-III; eIF4A3
Espécie	Humano
ID do Gene	9775 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 34-125 da eIF4A3 humana (P38919)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P38919
Peso da Proteína	47kDa
Transporte	Saco de gelo