

Anti-Eif4Ebp1 (4E-Bp1) Anticorpo Monoclonal Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13541

Número do item: CM0004293



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra eIF4EBP1 (4E-BP1, PHAS-I) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Adequado para estudos em humanos, camundongos e ratos sobre regulação da tradução, sinalização mTOR e pesquisa oncológica. Uniprot: Q13541.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] eIF4EBP1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; eIF4EBP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1978
ID do Gene	1978
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 20-118 do eIF4EBP1 humano (NP_004086.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13541
Peso da Proteína	13kDa
Envio	Saco com gelo