

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Eif5A Para Wb, Elisa - P63241

Número do item: CM0010790



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-eIF5A de alta qualidade validado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e rato. Ideal para pesquisa de alongamento da tradução, parada de ribossomos e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho eIF5A
Observações/Apelido	FABAS; EIF-5A; EIF5A1; eIF-4D; eIF5AI; eIF5A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1984
GeneID	1984
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do eIF5A humano (P63241).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P63241
Peso Proteico	17kDa
Envio	Saco de gelo