


Anticorpo Policlonal Anti-Eif5B Para Wb, If/Icc, Elisa - O60841

Número do item: CM0014033



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra EIF5B humano (IF2), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de iniciação da tradução e pesquisas sobre a união de subunidades ribossômicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	EIF5B Rabbit pAb
Observações/Apelido	IF2; EIF5B
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9669
GeneID	9669
Imunógeno	Proteína recombinante, proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-273 de EIF5B humano (NP_056988.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O60841
Peso da proteína	139 kDa
Envio	Bolsa de gelo