

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Elf2 Para Wb E Elisa - Q15723

Número do item: CM0025470

introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade contra ELF2 humano (EU32/NERF). Validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com ELF2 humano e de camundongo. Peso da proteína alvo: 64 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ELF2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	EU32; NERF; NERF-2; NERF-1A; NERF-1B; NERF-1a; b; ELF2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1998
ID do Gene	1998
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15723
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Bolsa de gelo