

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Elmo1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92556

Número do item: CM0005685



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade que visa o ELMO1 humano (Q92556) para WB, IHC-P, ELISA. Validado em humano, camundongo e rato. Ideal para estudar reorganizações do citoesqueleto, fagocitose e motilidade celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ELMO1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	CED12; CED-12; ELMO-1; ELMO1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9844
GeneID	9844
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 628-727 do ELMO1 humano (Q92556).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92556
Peso da Proteína	84kDa
Envio	Saco com gelo