

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Emb (Embigin/Gp70) Para Wb E Elisa - Q6Pcb8

Número do item: CM0012890



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao Embigin humano (EMB/GP70). Validado para WB e ELISA. Adequado para estudos sobre crescimento de motoneurônios, junções neuromusculares e localização de transportadores de monocarboxilato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	EMB Rabbit pAb
Observações/Apelido	GP70; EMB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	133418
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-260 do EMB humano (NP_940851.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6PCB8
Peso Proteico	37kDa
Envio	Em saco de gelo