

Anticorpo Monoclonal Anti-Entpd5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 075356

Número do item: CM0002147

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ENTPD5, validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, camundongo, rato. Tem como alvo uma nucleosídeo difosfatase de 48 kDa do retículo endoplasmático envolvida no controle de qualidade de glicoproteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ENTPD5 Rabbit mAb
Observações/Apelido	PCPH; CD39L4; NTPDase-5; ENTPD5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	957
GeneID	957
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-200 do ENTPD5 humano (075356).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075356
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco de gelo