

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Entpd5 Para If/Icc E Elisa - 075356

Número do item: CM0028316

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ENTPD5 humano (CD39L4/NTPDase-5), adequado para IF/ICC e ELISA. O imunógeno corresponde aos aminoácidos 149-428; reconhece uma proteína de 48 kDa. Ideal para pesquisa de UDPase do RE e dobramento de glicoproteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ENTPD5 Coelho pAb
Observações/Apêndice	PCPH; CD39L4; NTPDase-5; ENTPD5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	957
GeneID	957
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 149-428 do ENTPD5 humano (NP_001240.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	075356
Peso Molecular da Proteína	48kDa
Envio	Em saco de gelo