

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Epac1/Rapgef3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95398

Número do item: CM0009390



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Epac1/RAPGEF3 humano (SWISS: O95398) para WB, IHC-P, ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Epac1 é um GEF ativado por cAMP para Rap1, envolvido na angiogênese e na função de barreira.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Epac1/RAPGEF3
Observações/Apelido	EPAC; Epac1/RAPGEF3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10411
ID do Gene	10411
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 824-923 de Epac1/RAPGEF3 humano (O95398).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95398
Peso da Proteína	104 kDa
Envio	Bolsa de gelo