

## Anticorpo Policlonais Anti-Epas1/Hif2A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99814

Número do item: CM0030475



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra EPAS1/HIF2 $\alpha$  humano (SWISS: Q99814). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de hipóxia e angiogênese.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | EPAS1/HIF2 $\alpha$ pAb de coelho                           |
| Observações/Alias   | HLF; MOP2; ECT4; HIF2A; PASD2; bHLHe73; EPAS1/HIF2 $\alpha$ |
| Espécie             | Humano                                                      |
| GeneID (Humano)     | 2034                                                        |
| GeneID              | 2034                                                        |
| Imunógeno           | Proteína recombinante                                       |
| Origem              | Coelho                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                      |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                    |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                    |
| SWISS               | Q99814                                                      |
| Peso da Proteína    | 96kDa                                                       |
| Envio               | Bolsa de gelo                                               |