

Anticorpo Monoclonal Anti-Ephrin B2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P52799

Número do item: CM0003489



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra Ephrin B2 humano (EFNB2). Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada em humano, camundongo, rato. Ideal para estudos de angiogênese, neurodesenvolvimento e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ephrin B2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	HTKL; EPLG5; Htk-L; LERK5; ephrin-B2; Ephrin B2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1948
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 do EFNB2 humano (P52799)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P52799
Peso da Proteína	37 kDa
Envio	Saco com gelo