

Anticorpo Policlonal Anti-Erc2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O15083

Número do item: CM0022300

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ERC2 (CAST/CAST1), validado para WB, IHC-P e ELISA com reatividade cruzada em camundongo e rato. Ideal para estudar a organização da zona ativa pré-sináptica e a liberação de neurotransmissores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ERC2 Rabbit pAb
Observações/Alíás	CAST; CAST1; ELKSL; Spc110; SPBC110; ERC2
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	26059
GeneID	26059
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 770-850 de ERC2 humano (NP_056391.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O15083
Peso da Proteína	111 kDa
Envio	Bolsa de gelo