


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Espl1 Para Wb, Elisa - Q14674

Número do item: CM0013476



introdução

Anticorpo policlonal de coelho ESPL1 adequado para aplicações de WB e ELISA. Reconhece separase humana, de camundongo e rato, uma protease mitótica chave que desencadeia a separação cromossômica clivando a coesina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ESPL1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ESP1; SEPA; ESPL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9700
GeneID	9700
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1220-1500 do ESPL1 humano (NP_036423.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14674
Peso Proteico	233kDa
Envio	Saco de Gelo