


Anticorpo Policlonal Anti-Esrrb De Coelho Para Wb, Elisa - 095718

Número do item: CM0014741



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ESRRB humano (ERR β) validado para Western blot e ELISA. Detecta ESRRB endógeno em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre pluripotência de células-tronco e regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ESRRB pAb de Coelho
Observações/Apelido	ERR2; ERRb; ESRL2; NR3B2; DFNB35; ERRbeta2; ERR beta-2; ESRRB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2103
GeneID	2103
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 do ESRRB humano (NP_004443.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	095718
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco com gelo