

Anticorpo Monoclonal Anti-Etfdh Para Wb, If, Ihc, Elisa - Q16134

Número do item: CM0011513

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado contra ETFDH humano (MADD, ETFQO), adequado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P e ELISA. Detecta a proteína ETFDH humana, de camundongo e de rato, uma enzima chave no transporte de elétrons mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] ETFDH Rabbit mAb
Observações/Apelido	MADD; ETFQO
Espécie	Humano
GeneID	2110
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 480-617 do ETFDH humano (NP_004444.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16134
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Bolsa de gelo