

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Etfdh Para Wb E Elisa - Q16134

Número do item: CM0030515

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ETFDH humano (flavoproteína de transferência de elétrons-ubiquinona oxidoredutase), validado para Western blot e ELISA. Detecta humano, camundongo, rato. Uso em pesquisas sobre estudos de metabolismo de ácidos graxos.

Saiba mais

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ETFDH Rabbit pAb
Observações/Apelido	MADD; ETFQO; ETFDH
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2110
ID do Gene	2110
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 318-617 do ETFDH humano (NP_004444.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16134
Peso Proteico	68kDa
Envio	Saco de gelo