

Anticorpo Policlonal Anti-Exosc1 Para Wb E Elisa - Q9Y3B2

Número do item: CM0013809



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho EXOSC1 (Q9Y3B2) para WB e ELISA detecta o componente do exossomo humano CSL4, uma subunidade não catalítica do complexo do exossomo de RNA envolvido no processamento e degradação de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EXOSC1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	p13; CSL4; SKI4; Csl4p; PCH1F; Ski4p; CGI-108; EXOSC1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51013
ID do Gene	51013
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-195 do EXOSC1 humano (NP_057130.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y3B2
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco de gelo