


Anticorpo Monoclonal Anti-Ezrin De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15311

Número do item: CM0003103



introdução

Anticorpo Monoclonal Anti-Ezrin de Coelho de alta qualidade para Western blot, IHC-P e ELISA. Validado em amostras humanas, tem como alvo Ezrin (P15311), uma proteína ligadora citoesquelética. Ideal para pesquisa em biologia de células epiteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ezrin Rabbit mAb
Observações/Apelidos	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; Ezrin
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	7430
GeneID	7430
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 da Ezrin humana (P15311).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P15311
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Bolsa de gelo