


Anticorpo Policlonal Anti-Fabp4 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15090

Número do item: CM0014080



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FABP4 humano (proteína de ligação a ácidos gordos do adipócito, aP2). Validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA; apresenta reação cruzada com ratinho e rato. Ideal para investigação do transporte lipídico e do metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	FABP4 Rabbit pAb
Observações/Alcunha	aP2; ALBP; AFABP; A-FABP; HEL-S-104; FABP4
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	2167
ID do gene	2167
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-132 da FABP4 humana (NP_001433.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, ratinho, rato
SWISS	P15090
Peso da proteína	15 kDa
Expedição	Bolsa de gelo