

Anticorpo Monoclonal Anti-Fads1 Para Wb E Elisa - O60427

Número do item: CM0002739

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-FADS1 para WB e ELISA, validado em humano, camundongo e rato. Almeja a acil-CoA dessaturase envolvida no metabolismo de PUFA e na resposta inflamatória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FADS1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	D5D; TU12; FADS6; FADSD5; LLCDL1; FADS1
Espécie	Humano
GeneID	3992
Imunógeno	Peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 50-150 do FADS1 humano (O60427)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60427
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco de gelo