

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fah Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16930

Número do item: CM0010552

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para FAH humano (fumarilacetoacetase), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para o estudo do metabolismo da tirosina e distúrbios hepáticos/renais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FAH Rabbit mAb
Espécie	Humano
GeneID	2184
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-419 do FAH humano (NP_000128.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16930
Peso Proteico	46kDa
Envio	Saco de gelo