

Anticorpo Policlonal Anti-Fam160B2 Para Wb, Elisa - Q86V87

Número do item: CM0026757

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o FAM160B2 humano (FHIP2B/RAI16), adequado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Útil para investigar as vias de sinalização MAPK/ERK e TGFβ.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	FAM160B2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FAI16; RAI16; FAM160B2; RAM160B2
Espécie	Humano
GeneID	64760
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 420-520 do FAM160B2 humano (NP_073586.5).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86V87
Peso da Proteína	82kDa
Envio	Saco com gelo